

A°MTF Multi Touch Free Dispenser®

zidni automatski "touch free" dispencer za alkoholne antiseptike i losione za ruke za boce 0.5 L ili 1L

za uporabu bez dodirivanja; značajan doprinos za optimalnu higijenu ruku



PODRUČJE UPORABE:

automatski zidni dispencer za uporabu bez dodirivanja, za bolnice, poliklinike, ambulante svih specijalnosti, domove zdravlja i domove za specijalnu zdravstvenu skrb starijih i nemoćnih osoba, te za sve prilike i mjesta gdje postoji potreba za suzbijanjem i sprječavanjem infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i higijenom ruku

OSNOVNE ZNAČAJKE:

- za uporabu neovisno o izvoru struje (uz baterije) ili spajanjem na električnu struju
- za sve antiseptike i losione u bocama a 0.5 L ili 1L
- precizno doziranje i velika ušteda antiseptika i losiona
- maksimalna mobilnost i pokretljivost uređaja
- mogućnost podešavanja volumena dozatora
- sigurnosni uređaj sprječava doziranje kad je prednji poklopac otvoren
- prozirni prozorčić sprijeda omogućava provjeru zalihe tekućine u boci bez otvaranja
- zahvaljujući uniformiranoj ploči za montažu, može se instalirati za nekoliko sekundi
- podložak ispod dispenserera sprječava ispuštanje tekućine na pod
- zelena lampica ukazuje na potrebu za servisom, a treptajuća crvena lampica znači da je baterija oslabila; alkalne baterije omogućavaju oko 100.000 uporaba A°MTF dispenserera

Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr




ANTISEPTICA

A•MTF Multi Touch Free Dispenser®

zidni automatski "touch free" dispencer za alkoholne antiseptike i losione za ruke za boce 0.5 L ili 1L

za uporabu bez dodirivanja; značajan doprinos za optimalnu higijenu ruku



NAČIN UPORABE: nakon aktivacije dispencera postavite skupljene otvorene šake obje ruke ispod pumpice; dispencer će u šake automatski raspršiti 1,5 ml tekućine; ponovite broj doziranja ovisno o traženom kontaktnom vremenu, tako da ruke stalno budu vlažne (za higijensko utrljavanje Manorapidom 30 s, a za kirurško utrljavanje Manorapidom 1.5 min)

OPIS:

dimenzije: 165x103x308 mm
podložak : 165x266x323 mm
težina: 1242 g (bez pribora i dezinficijensa)

MATERIJAL:

prednji poklopac: ABS
kućište: ABS
prozorčić: PP
podložak: PP
izvor napajanja: 4D alkalne baterije ili adapter za struju
kapacitet: 0.5 ili 1 L

U OPREMU UKLJUČENO:

1 tijelo dispencera
1 uniformirana ploča za montiranje (500 ml)
1 pumpica za doziranje s izvodom
1 podložak
2 ključa
1 set za instalaciju
4 alkalne baterije
1 knjiga uputa za uporabu
1 adapter za boce a 500 ml
po izboru: adapter za struju

POTPUNO AUTOMATSKI SUSTAV ZA DOZIRANJE POMOĆU SENZORA:

Mehanizam za doziranje se aktivira bez dodirivanja i dozira programiranu količinu tekućine.

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH, D-50259 Pulheim, www.antiseptica.com

Proizvedeno sukladno europskim standardima kvalitete DIN EN ISO 9001.2008 /12.2000 i EN ISO13485:2003+AC:200



ANTISEPTICA